

GUIA DE MEDIDAS DA MASCARA ORONASAL AIRFIT F30 - RESMED

1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

2,5 cm

2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações

3 Apoiando a base do nariz sobre o molde, identifique o tamanho de almofada ideal.

BIANCO AZURE

Caso haja qualquer dúvida, temos uma equipe de profissionais capacitados para melhor lhe atender.

Entre em contato conosco através do **0800 901 8811**

www.cpapbiancoazure.com.br

sac@cpapbiancoazure.com.br

